



Guia de Seleção

- Fácil seleção entre os modos de alta e baixa velocidades: conveniente e eficiente.
- Ângulo de corte e frequência ajustáveis, atendendo diferentes necessidades clínicas
- Motor forte e silencioso, alta eficiência e durabilidade.
- Bateria Inteligente de Lítio de alta energia garante segurança durante a operação
- Vasta gama de acessórios





Somos a

Trauminas
Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Hosp. S.A.

Desde 1991

Fundada em 26 de novembro de 1991, a Trauminas é uma empresa importadora e distribuidora de materiais cirúrgicos hospitalares (DMI) para as áreas da ortopedia e neurocirurgia. Tendo sua atuação pautada na qualidade dos produtos que representa, customização e efetividade dos serviços prestados, ética e transparência, a Trauminas busca oferecer tecnologia de ponta e produtos de qualidade mundialmente atestada para seus clientes.



Perfurador Cirúrgico 8 Series



Dupla função com fácil alternância
Alta velocidade: 1100RPM +- 10%
Baixa velocidade 260rpm +-10%


Motor Brushless
altamente eficiente e durável

JACOBS® Chucks
(0-8.1mm³)



Design do botão de inversão

Design ergonômico permite
uma operação confortável



0-4mm
Design Coaxial

Display de Bateria permite o
monitoramento em tempo real

Referência: 001300132

Acessórios

Mandril



Referência: 001300155
(1/4" Keyed Chck)



Referência: 001300151
(DePuy Synthes, Old Hudson)

Mandril para engate rápido




Referência: 001300147
Hudson Modified Trinkle



Referência: 001300145
(Smith & Nephew, Zimmer, Stryker)

Passadores de fio de Kirschner



Referência: 001300163
(0.7-2.0mm)
Referência: 001300164
(2.0-3.2mm)
Referência: 001300165
(3.0-4.2mm)




Referência: 001300149
(D type small AO)

Serra Oscilante 8 Series

AND TECH



Referência : 001300128



Botão para angulação do cabeçote



Botão de acionamento de alta/baixa frequência (12000/10000 vezes/minuto)

Lâminas de Serra



Referência	Tamanho	Referência	Tamanho
001370009	25×1.0×100mm	001370016	13×1.2×110mm
001370008	25×1.2×100mm	001370017	14×1.2×80mm
001370007	25×1.3×100mm	001370018-21	14×(0.8-1.3)×90mm
001370006	18×1.0×90mm	001370022-25	18×(0.8-1.3)×90mm
001370005	18×1.2×90mm	001370026-29	22×(0.8-1.3)×90mm
001370004	18×1.3×90mm	001370030-32	22×(1.0-1.3)×100mm
001370003	13×1.0×90mm	001370033-36	25×(0.8-1.3)×90mm
001370002	13×1.2×90mm	001370041-42	25×(1.0-1.2)×100mm
001370001	13×1.3×90mm	001370043-44	18×(1.0-1.2)×110mm
		001370045	15×0.9×70mm
		001370046	20×1.2×90mm
		001370047	25×1.3×100mm

- Acabamento fino nos dentes das lâminas, contribui para uma superfície de corte delicada diminuindo a geração de calor durante o uso.
- A abertura nas lâminas reduz a resistência durante o corte, aumentando a eficiência
- Material único, torna as lâminas resistentes e duráveis.

Serra Reciprocante 8 Series

AND TECH



Novo design com vários tamanhos de lâmina



Botão de acionamento de alta/baixa (12000/10000 vezes/minuto)

Referência : 001300130

Lâminas de Serra


	Referência 001370050	Tamanho 11×0.8×80mm
	Referência 001370049	Tamanho 13×0.6×70mm
	Referência 001370048	Tamanho 11×0.5×100mm
	Referência 001370056	Tamanho 6×0.6×40mm

- Especialmente usada em artroplastias, especialmente AUJ (Artroplastia Unicompartimental de joelho)
- Utiliza motor Brushless, silencioso e durável
- A lâmina pode prover melhor velocidade de corte, controle e acurácia
- Design ergonômico, mais confortável para o cirurgião.

Bateria inteligente de lítio de alta energia



A luz vermelha irá piscar quando a bateria estiver a 20% de sua capacidade (O nível de carga das baterias grandes pode ser verificado diretamente através do display, as baterias pequenas devem ser retiradas para verificação).



Funil de esterilização

Referência: 001300161(big)
001300162(small)



Estojo de esterilização
(pode ser autoclavado por cerca de 2000 ciclos)

Bateria & Estojo



Bateria Grande

Referência: 001300135
Voltage : 9.6V
Capacity: 2200mAh

Bateria Pequena

Referência: 001300136
Voltage : 9.6V
Capacity: 1100mAh

Estojo para bateria grande

Referência: 001300159

Estojo para bateria pequena

Referência: 001300160

AND SCIENCE
& Technology Development

Suzhou AND Science & Technology Development Corporation.





Fundada em 2006 , com sede no Parque de Dispositivos Médicos da cidade de Zhangjiagang na província de Jiangsu, a Suzhou AND Science & Technology é um fabricante de dispositivos médicos ortopédico, com

soluções focadas em equipamentos cirúrgicos, trauma, coluna e tratamento de feridas. Tendo produtos com certificações internacionais como ISO 13485, CE e SFDA, a empresa se consolidou de acordo com o anuário 2019 China Medical Device Blue Book como uma das 100 maiores empresas globais de produtos médicos ortopédicos.

Carregador inteligente

AND TECH




- Pode carregar 2 baterias ao mesmo tempo
- Monitoramento do carregamento em tempo real através do display LCD
- Sistema de administração da vida útil da bateria
- Carregamento Rápido de 30W (45min-1h)
- Amplitude de voltagem ampla (100-240V)



Referência: 001300138

- Peso Leve, versátil em vários cenários.
- Indicador de carregamento em LED, torna a leitura do carga intuitiva.
- Sistema de administração da vida útil da bateria
- Carregamento Rápido de 30W (45min-1h)
- Amplitude de voltagem ampla (100-240V)

Caixa de esterilização



Referência: 001372201



Referência: 001372204

Novo Design, com distribuição funcional de área e acomodação dos diversos acessórios de forma a preservá-los de danos durante o transporte.



Distribuidor exclusivo para todo Brasil

Brasil Medical
contato@brasilmedical.com.br
+ 55 11 96423-0332
+ 55 11 3168-9475