



# THERAPY

O LASER  
MAIS AMADO  
DO BRASIL



 Laseres síncronos

 Laserpuntura e PDT

 Terapia ILIB

  
wecreatefuture

# conheça toda linha

## ILIB R

Foi desenvolvido para atender às áreas que utilizam apenas o laser vermelho, seja para fotobiomodulação, técnica ILIB ou terapia fotodinâmica, (PDT).

## ACP

O Therapy ACP foi desenvolvido para profissionais da saúde capacitados em Acupuntura, com objetivo de proporcionar mais conforto e melhores resultados para os seus pacientes, além da técnica ILIB.

## PLUS

O Therapy PLUS foi desenvolvido com maior potência no laser infravermelho (250 mW), buscando a modulação das inflamações, promoção da analgesia, estimulação do processo de cicatrização, técnica ILIB ou terapia fotodinâmica (PDT).

## EC

É o mais versátil da família, é o único com emissão simultânea dos lasers. Um equipamento completo para todas as áreas da saúde.

## XT

Um equipamento para todas as áreas da saúde com emissão individualizada dos lasers.



laser  
sem fio

 biomedicina

 enfermagem

 estética

 fisioterapia

 fonoaudiologia

 laserpuntura

 medicina

 odontologia

 podologia

THERAPY

Registro ANVISA: 80030819012 / 80030819013 / 80030810157



### LASER VERMELHO

Comprimento de onda: 660 nm

Potência útil do emissor: 100 mW

### LASER INFRAVERMELHO

Comprimento de onda: 808 nm

Potência útil do emissor: 100 mW / 250 mW\*

\*potência exclusiva do modelo PLUS.

\*o profissional deve estar qualificado para a aplicação das técnicas relacionadas ao produto.



@dmcequipamentos



wecreatefuture